

# BENZALDINA

## Paños Húmedos

### FICHA TÉCNICA

DESINFECTANTE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPO MÉDICO  
AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN  
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0018161

**Color:** Blanco.

**pH:** 7,0 – 8,0.

**Olor:** Neutro sensación a limpio (suave olor a lima limón).

**BENZALDINA® Paños Húmedos es bactericida y fungicida.** Es un limpiador y desinfectante diseñado en presentación de paños usado por contacto directo con superficies de equipos y dispositivos médicos. Ha demostrado ser eficaz para sanitización, desodorización y desinfección de dispositivos y equipos médicos, áreas y superficies del sector salud. Los paños pueden usarse en áreas donde se ubiquen equipos médicos que no pueden moverse.

Ideal para usarse en superficies metálicas de aceros sanitarios, aceros quirúrgicos e inoxidable. No es corrosivo. Está libre de cloro, fosfatos y otros ácidos abrasivos.

**BENZALDINA® Paños Húmedos** se adhiere a las membranas de los microorganismos provocando apertura de los poros citoplasmáticos, produciendo pérdida de elementos esenciales e ingreso del desinfectante, causando su destrucción y así asegurando la acción biocida.

**BENZALDINA® Paños Húmedos** posee poder bactericida frente a las bacterias Gram positivas y Gram negativas.

El efecto bactericida frente a las bacterias vegetativas (*E. coli* y *S. aureus*) y esporuladas (*B. subtilis*), además de hongos y levaduras (*C. albicans* y *A. brasiliensis*); han sido comprobadas en estudios del producto.



[www.holandinacolombia.com](http://www.holandinacolombia.com)

[info@holandinacolombia.com](mailto:info@holandinacolombia.com)

Teléfono: (571) 6246001

Bogotá - Colombia

**HOLANDINA**  
Pharmaceutical

### **MODO DE EMPLEO**

- Saque un paño del recipiente dosificador **BENZALDINA® Paños Húmedos**.
- Luego apague el equipo o inhabilite su sistema eléctrico, y proceda a pasar el paño en forma de ochos o en zigzag, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
- Deje actuar **BENZALDINA®**.
- No deja residuos. No requiere enjuague.
- Ahora el equipo es seguro para ser utilizado.

### **VIDA ÚTIL**

33 meses.

### **PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO**

Debe mantenerse a temperatura inferior de 30 °C y manipularse con las condiciones de higiene y asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un sitio fresco y seco, bien tapados y mantener a temperatura inferior de 30 °C.

### **DISPOSICIÓN FINAL**

Los paños utilizados deben eliminarse de acuerdo al protocolo de gestión de residuos. El envase plástico vacío y limpio puede disponerse para reciclaje.

### **CLASIFICACIÓN INVIMA**

Dispositivo médico, clase IIa.

### **PRECAUCIONES**

No aplicar sobre piel o membranas mucosas. No dejar al alcance de los niños.

### **PRESENTACIÓN**

Envase plástico de 60 paños.

[www.holandinacolombia.com](http://www.holandinacolombia.com)

[info@holandinacolombia.com](mailto:info@holandinacolombia.com)

Teléfono: (571) 6246001

Bogotá - Colombia

**HOLANDINA**  
Pharmaceutical